

Rekonditioneringsanvisning, instruktion och service för Volaris rollatorer

Hjul

Kontrollera att/om	Att göra	Kommentar	ok
Hjulen ej är skadade och att kullagret ej låter illa	Hjulet måste rulla lätt annars byt hjul, (lagret dåligt)	Vid byte av hjul, byt även lås mutter	
Slitbana inte är skadad	Byt hjul	Ny låsmutter	
Kontrollera att skruvarna inte är lösa	Drag åt skruvarna (använd lim, Loctite 270)		
Om inte låsmutter finns	Ny låsmutter (använd lim, Loctite 270)		
Framgaffeln sitter ordentligt i stativet	Dra åt framgaffeln ordentligt med nylock Mutter. (alt. använd lim, Loctite 270)		
Fram gaffeln inte har några skador	Byt ut framgaffeln.		

Bromsar

Kontrollera att/om	Att göra	Kommentar	ok
Att broms klacken inte är sliten	Byt ut bromsklack		
Distans mellan bromsklack och hjul är 1mm	Justera		
Kontrollera att bromsen tar ordentligt	Justera, smörj vajern.		
Bromshandtag ej är skadat	Byt bromshandtag		
Kontrollera att bromshandtaget sitter ordentligt i aluminiumprofilen	Drag åt skruvarna, byt bromshandtag om nödvändigt		
Höjjusteringen av handtag går lätt	Byt profil		
Inga skador på profilen	Byt profil		

Fällmekanism

Kontrollera att/om	Att göra	Kommentar	ok
Fällningen går lätt	Smörj med lite fett vid kryss		
Fällspärr gå lätt och låser.	Byt fällspärr		
Skador på krysset	Byt krysset		

Handtag

Kontrollera att/om	Att göra	Kommentar	ok
Handtagen ej är skadade	Byt ut handtagsgreppen		
Armstödsplattorna ej är skadade	Byt ut armstödsplattan		
Kontrollera att skruvarna inte är lösa	Drag åt skruvarna (använd lim, Loctite 270)		

Justeringar

Kontrollera att/om	Att göra	Kommentar	ok
Höjning av handtag			
låser ordentligt	Byt låsmekanism		
Låsringen för höjjustering	Skruva åt låsringen för höjjustering samt låsprofil och planbrickan.		
Att sits går att justera och låser	Byt sits		

Ram

Kontrollera att/om	Att göra	Kommentar	ok
Inga mekaniska skador på stativet	Skrota rollartorn		
Inga skador på lacken	Laga skador med bättringsfärg		

Sits

Kontrollera att/om

Att göra

Kommentar

ok

Sits ej är skadad

Byt sits

Ryggband

Kontrollera att/om

Att göra

Kommentar

ok

Ryggband/infästning inte är skadat
och att skruvarna är ordentligt åtdragna

Byt ryggband och drag åt skruvar

Rekonditionering

Kontrollera att/om	Att göra	Kommentar	ok
--------------------	----------	-----------	----

Vid rekonditionering i tvättanläggning får rollatorn ej vara bromsad.

Rollatorn skall svalna till rumstemperatur innan man använder och justerar rollatorn.

Tvättkabinett 60 grader i 45min.

Vid manuell tvätt: Torka av smuts med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel. Var noga med att inte smuts samlas mellan hjulen och bromsbackarna, bromseffekten kan äventyras! Det går bra att spola av med en högtryckstvätt eller trädgårdsslang.

Torka torrt efteråt.

Rollator modell: _____

Serienummer: _____

Service gjord av

Namn: _____

Datum: _____

Signatur: _____