

## Rekonditioneringsanvisning för Pixi

Börja med att göra rent vagnens chassi genom att tvätta med mildt rengöringsmedel eller i tvättkabinett (60 grader i 45 minuter). Låt vagnen torka ordentligt.

### Klädsel:

- Dynorna kan rekonditioneras i 60°, centrifugeras och droptorkas.

### Sits och rygg

- Kontrollera att sitsen och ryggen inte är skadade.

### Ryggfällning

- Kontrollera att ryggfällningsjusteringen går lätt att justera upp och ner.
- Smörj med lite fett för att säkerställa att fällmomentet blir enkelt.

### Hjulen

- Kontrollera att hjulen ej är skadade, att de rullar lätt och att inte kullagret låter illa.
- Smörj lager med ett par droppar tunnflytande olja.
- Vid behov ska du med en torr trasa torka bort smuts från hjulen.  
Använd inga rengöringsmedel som innehåller klor.
- Kontrollera och fyll däcken med luft (om vagnen är utrustad med lufthjul)  
Luftryck max: Bakdäck: 35 PSI/250 kPa.
- Kontrollera och säkerställ att hjulskruvarna inte är lösa.
- Inspektera framgaffeln så att den inte har några skador.
- Vid behov att byte av hjul använd Loctite 270 för låsning av hjulmuttern.

### Bromsar

- Säkerställ att bromsen sitter fast.
- Kontrollera att bromsen fungerar.

### Handtag

- Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt att justera upp och ner.
- Kontrollera att handtagsgreppen inte är skadade.

### Tillbehör: Sufflett

- Torka av med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.  
Upprepa proceduren vid envisa fläckar.
- Byt vid behov.

### Tillbehör: Huvudstöd, Svankstöd, Sidostöd & Kilkudde

- Klädseln kan rekonditioneras i 60°, centrifugeras och droptorkas.

**Tillbehör: Bäckensele, Midjebälte, Väst & H-sele**

- Tillbehören kan tvättas i 60°, centrifugeras och droptorkas.

**Slutkontroll**

- Kontrollera att rollatorn är stabil, att alla hjulen står stadigt och gör en provkörning.
- 

Pixi modell: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

**Service gjord av:**

Namn: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_