

miniflex ^{comfort}



miniflex^{comfort} - komfort i miniformat

Miniflex Comfort är en eldriven inomhusrullstol med minimala yttermått och utrustad med en Comfortsits som är framtagen för brukare som ska sitta länge i sin rullstol. Den beprövade och populära Miniflex kan alltså beställas med den komfortabla och mycket bekväma sitsen. Många kunder uppskattar särskilt den enkla och tillförlitliga konstruktionen på Miniflex, med dess smidighet och lilla format. Den redan tidigare goda sittkomforten lyfts ytterligare ett steg med Comfort sittethet. Miniflex driver på framhjulen och de lite större drivhjulen gör att man passerar trösklar med lätthet och Miniflex litenhet gör även att man kommer nära bord eller arbetsytor. De ledade bakre hjulparen gör att rullstolen hela tiden har kontakt med golvet.



I Comfortsitsen sitter man länge utan att bli trött.



Det lilla och smala chassit gör att man lätt kan ta sig fram i sin bostad.



Snabbfällningen av ryggstödet gör att man lätt kan transportera rullstolen i bagagutrymmet på en bil av typ herrgårds-vagn.



elsitslyft



eltilt



elrygg



elbenstöd

Grundutförande:

- chassi - miniflex - framhjulsdrift
- hjul - framhjul massiva - bakhjul - massiva
- comfortsits - 45 cm, siddjup 40-61 cm
- sitslyft - elektrisk
- ryggvinkling - manuell - gasassisterad
- sitstilt - manuell - ställskruv (engångsinställning)
- armstöd - mjuka - uppfällbara
- elektronik - Dynamic - G90T

Tillbehör: (ett urval)

- comfortsits - 40 cm, 53 cm - låg rygg - 51 cm
- comfortsits - 45 cm - hög rygg - 64 cm
- sitstilt - elektrisk
- ryggvinkling - elektrisk
- benstöd - fotplatta
- benstöd - delade manuella eller elektriska
- nackstöd
- bålstöd
- lårstöd
- armstöd - extra mjuka
- grenkil
- bord
- benstöd - delade manuella eller elektriska
- alternativa styrningar, omgivningskontroll

Tekniska data:

Klass	A
Hindertagning	max 30 mm
Drivning	framhjulen
Sits, bredd Comfortsits	40, 45, 53 cm
Rygg, höjd Comfortsits	51 låg, 64 hög cm
Sits, djup -från rygg till sits framkant	40-61 cm, ställbart
Sits, bredd- mellan armstöd	46-56 cm, ställbart
Sits, höjd - till sitsens ovasida	45-63 cm, alt. 50-75 cm
Sits, tilt, elektrisk	-4° framåt till +16° bakåt
Rygg, vinkling elektrisk	4° framåt till -30° bakåt
Klädsel	skinn
Armstöd, höjd	10-30 cm
Armstöd, platta, storlek	31x8 cm
Totallängd - inkl. fotplatta	90 cm
Totallängd - chassi	73 cm
Totalbredd - chassi	59 cm
Totalvikt	85 kg
Max brukarvikt	125 kg
Vändutrymme	120 cm
Max körtid	8,5 tim
Max hastighet	4 km/h
Elektronik	Dynamic G90T

Eurovema AB förbehåller sig rätten till eventuella tekniska ändringar



Eurovema
Creates mobility and ergonomics.

art.nr. BRO-500-03 rev:2008-02