


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Euroflex ABC



EUROFLEX®

CE

Rev: 201409|6



ABC – Workchair - innovation design och flexibilitet.

Euroflex Forma SitRite ABC. En arbetsstol i Forma serien med SitRite sitssystem. Forma Flexbase® underrede i gjuten aluminium med extra stort utrymme i chassi för att underlätta förflyttning sittande i stolen.

Forma Flexbase chassi är standard, vilket gör att stolen alltid står stadigt på ojämna underlag och när man sätter sig och stiger ur stolen. De flexibla inställningarna och det stora tillbehörsprogrammet gör det enklare att skapa en välfungerande arbetsstol efter den enskildes behov. Stolen är modul uppbyggd och kan kombineras i en mängd olika konfigurationer

Plåttöd 624001-4700



X-harness, 674070-5500



Bältesinfästning, 224501-1000



4-punktsbälte 674070-4400



Manuell sittvinkling



Bålstöd 274001-4500V₇H



Grundutförande:

- Forma Flexbase chassi, 100 mm hjul
- Arbetsstolssits SitRite
- Fällbara armstöd, komfort 30 cm
- Sittpatta 40x40 cm, svart Atlantic
- Rygg - 37x43 cm, SitRite, svart Atlantic
- Sitslyft - el, gas
- Spakbroms
- Sitsstilt

Tillbehör: (ett urval)

- Sitslyft - elektrisk
- Sitsstilt - elektrisk
- Sittpatta - 29x32, 32x36, 36x40, 40x40, 40x45, 45x45 cm
- Rygg - 30x37, 37x43 cm
- Elrygg
- Bålstöd
- Lårstöd
- Armstöd - mjuka 25 cm, 30 cm, polyuretan 25 cm, polyuretan med pluschlägg, froli
- Grenkil
- Elbroms
- Överdrag - sits och rygg - inkontinensskyddade
- Bord
- Fotplatta, fotring
- Delade benstöd - manuella eller elektriska
- Körhandtag - för vårdare
- Nackstöd
- Fotbroms

Tekniska data:

Klass
Sitsstorlekar, BxH

Sittdjup
Sithöjd, gas, standard
Långt ställdon
Extra kort ställdon, gas
Sithöjd, el
Ryggstöd, storlek, BxH
Ryggstödshöjd
Armstöd, höjd
Armstöd, platta, storlek
Sitsstilt, el, framåt-bakåt
Total längd - chassi
Total bredd - chassi
Total vikt
Max brukarvikt
Batteri - elstol
Klädsel, färger

* Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett skruvförband, vilket påverkar högsta och lägsta sithöjd. Läget går att justera nedåt ca 3cm och uppåt 10 cm.

Steglöst inställbar

Arbetsstol - ISO 180903
29x32, 32x36, 36x40, 40x40, 40x45, 45x45 cm
37-39 cm, ställbart
46-62 +3 cm
50-70 +2 cm
41-49 +2 cm
46-63 cm - kort, 51-76 cm - lång**
30x37, 37x43 cm låsbar
37-54 cm, ställbart
0-20 cm, ställbart
Comfort 30 cm
-16° till 14°
61 cm
57 cm
20 kg - gas, 28 kg - el
80 kg - gas, 80 kg - el
12V/3A - 1st/stol
svart

Eurovema
Creates mobility and ergonomics.

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sverige | Tel. +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se



Rev: 201409|6