

# miniflex<sup>forma</sup>



 **EUROFLEX**



# miniflex<sup>forma</sup> - komfort och ergonomi i miniformat

Miniflex Forma är en eldriven inomhusrullstol med minimala yttremått och utrustad med en avancerad arbetsstolssits som är framtagen tillsammans med experter inom ergonomi och sittande. Sittenheten är uppbyggd i två delar, en fast formad bottendel och en mjukare tryckavlastande överdel. De unika ryggstöden (tillval) ger nya möjligheter till anpassning och funktion. Många kunder uppskattar särskilt den enkla och tillförlitliga konstruktionen på Miniflex som kännetecknas av lång livslängd och få fel - en verkligt kostnadseffektiv produkt. Miniflex driver på framhjulen och de lite större drivhjulen gör att man passerar trösklar med lätthet. Den kompakta konstruktionen gör även att man lätt kommer nära bord eller arbetsytor. De ledade bakre hjulparen gör att rullstolen hela tiden har kontakt med golvet.



Som standard levereras Miniflex Forma utrustad med basryggen. Utformad för minimalt tryck på ryggraden och maximalt stöd för höftkammen.



Som tillbehör kan en övre ryggmodell komfort väljas för ökat stöd över hela ryggen. Den delade ryggen kan formas efter brukarens rygg.



Med en övre ryggmodell aktiv får man ett bra stöd och man bibehåller ändå rörligheten i den övre bröstryggen.



Miniflex Forma i svart tygval.



Miniflex Forma i blått tygval.

## Grundutförande:

- miniflex chassi
- forma sittenhet
- fällbara armstöd - höjd & breddjusterbara
- sittplatta 45x45 cm - svart
- sitsvinkling - manuell
- rygg - modell bas - svart
- manöverbox - Dynamic G90T
- elsitslyft - 250 mm slag

## Tillbehör: (ett urval)

- rygg - komfort
- rygg - aktiv
- nackstöd - med aktiv- eller komfortrygg
- bålstöd
- lårstöd
- armstöd - mjuka
- grenkil
- sittplatta 40x40, 40x45, 50x50, coxite 45x45 cm
- överdrag - sits och rygg - inkontinensskyddade
- sitstilt - elektrisk
- bord
- fotplatta
- delade benstöd - manuella eller elektriska
- finger-, knapp-, vårdarstyrning m.fl.
- omgivningskontroll

## Tekniska data:

Klass	A
Hindertagning	max 3 cm
Drivning	framhjulsdrift
Sits, bredd- mellan armstöd	38-52 cm
Sits, djup -från rygg till sits framkant	32-58 cm
Sits, höjd - till sitsens ovasida	55-80 cm, 50-68 cm kort ställdon*
Sits, storlekar, BxD	45x45, 40x40, 40x45, 50x50, 45x45 cm
Sits, vinkling, manuell, framåt	0° till +20°
Sits, tilt, EL- framåt-bakåt	-18° till +10°
Ryggstöd, storlek, bas BxH	37x23 cm
Ryggstöd, höjd från sits, basrygg	21-36 cm
Nackstöd, storlek	25x8 cm
Klädsel, färger	Svart, blå
Armstöd, höjd	19-25 cm
Armstöd, platta, storlek	31x8 cm
Totallängd - chassi	74 cm
Totalbredd - chassi	58 cm
Totalvikt	60 kg
Max brukarvikt	140 kg
Svängradie	120 cm
Max körtid	8,5 tim
Max hastighet	4 km/h
Elektronik	Dynamic

\* ställdonets läge i chassit är ställbart i ett bultförband med max. +/- 5 cm

Eurovema AB förbehåller sig rätten till eventuella tekniska ändringar



**Eurovema**  
Creates mobility and ergonomics.

art.nr. BRO-500-02 rev:2009-08