

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.



VOLARIS
RA

Volaris RA

Volaris RA är framtagen till användare som behöver extra stöd eller som har svårt att manövrera en vanlig rollator. RA är uppbyggd med samma Comfort Frame™ som används på samtliga Volaris modeller. Rollatorn rullar följsamt över ojämn mark. Den är testad och godkänd för både inne- och utomhusbruk.

Rollatorn har justerbara underarmstöd i alla riktningar som ger ett stabilt och säkert användande. De mjuka hjulen minimerar att vibrationer kommer upp genom handtagen, är särskilt lämplig för personer med värk i händerna eller personer som lider av reumatism. Den kryssfällda konstruktionen, gör att den står stadigt på alla fyra hjulen då den är hopfälld. Den är enkel att fälla ihop och förvara på små utrymmen.

Rollatorn finns i två ramhöjder och kan utrustas med ett brett tillbehörsprogram för att möta användarens behov. Volaris RA tillverkas i Sverige av återvinningsbara material.

Rollatorn och tillbehören är testad och godkända enligt gällande standard för gånghjälpmedel, SS-EN ISO 11199-3:2005.

Varianter: standard och låg.

Färger: natur eller mörkgrå anodiserad aluminium.



Ihopfälld



Säkerhetsspärr för höjdjustering

Teknisk specifikation	RA	Låg
Vikt:	12 kg	11,9 kg
Brukarvikt:	125 kg	125 kg
Bredd:	64 cm	64 cm
Längd:	80 cm	80 cm
Sitsbredd:	47 cm	47 cm
Höjd:	100-125 cm	88-114 cm
Sitthöjd:	46-57 cm	46-57 cm
Bredd hopfälld:	29 cm	29 cm
Hjuldimension: (diameter x bredd)	20 x 3,2 cm	20 x 3,2 cm

Tillbehör



2490600 Bricka



2497200 Droppställning



2431200 Flaskhållare



2410230 Korg



2432200 Käpphållare



2491000 Lampa



2494200 Mjuksits



2461007 Enhandsbroms



2460200 Släpbroms



2441200 Syrgashållare



2413230 Textilkorg



2495200 Transportband



2412200 Väska

Art.nr.

2490600
2497200
2431200
2410230
2432200
2491000
2494200
2461007

Benämning

Bricka Smart, grå
Droppställning
Flaskhållare
Korg
Käpphållare
Lampa
Mjuksits
Enhandsbroms RA

Art.nr.

2460200
2441200
2413230
2495200
2412200
2412210-1
2412220-1

Benämning

Släpbroms
Syrgashållare
Textilkorg
Transportband
Väska
Väska *
Väska *

* Mönster och färger kan variera



Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved

Tel. 0371-390 100

Fax. 0371-189 82

www.eurovema.se

info@eurovema.se

