

Lätt & Smidig

Compact



Volaris S7 Compact - den senaste i Volarisfamiljen. Lätt och smidig inomhusrollator som också är godkänd för utomhusanvändning. Med en bredd på endast 53 cm blir den extra lätt och manövrera i trång utrymmen och lätt att ta sig fram i city och på resor.


Med ramkonstruktionen Comfort Frame™ innebär det att rollatorn tar sig mjukt och följsamt fram över ojämnheter t.ex. trösklar och mattor. Rollatorn kan enkelt fällas ihop och förvaras stående med sin x-fällningskonstruktion och förblir stående i hopfält läge.



Sits och handtag kan enkelt höjjusteras vilket gör att den kan passa till flera brukargrupper. Rollatorn är utrustad med "smart-handtaget", detta innebär att det inte är några hängande wires som kan haka i föremål utan allt ligger inkapslat i ramen. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt utformade och lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Compact-rollatorn tillverkas i Sverige av återvinningsbart material. Såväl konstruktion som design är patentsökt. Rollatorn är utvecklad efter gällande standarder för gånghjälpmedel, ISO 11199-2:2005

Stort tillbehörsprogram för att på bästa sätt tillgodose användarens behov.



Compact	6,8 kg	53 cm	62 cm	73-88 cm	43-57 cm	36 cm	150x32 mm	27 cm	125 kg
Compact Low	6,8 kg	53 cm	62 cm	63-79 cm	43-47 cm	36 cm	150x32 mm	27 cm	125 kg

