


Koppling för G80 T



CLAM modul



CLAM kontakt

<b>1</b> DXB-	<b>2</b> SIDE LIGHTS-	<b>3</b> RIGHT IND-	<b>4</b> LEFT IND-	<b>5</b> POLAR- ISATION	<b>6</b> SLOW/STOP OUT	<b>7</b> SLOW/STOP IN
<b>8</b> CLAMB-	<b>9</b> ID	<b>10</b> ACT1 +	<b>11</b> ACT2 +	<b>12</b> ACT3 +	<b>13</b> ACT4 +	<b>14</b> ACT5 +
<b>15</b> DXB+	<b>16</b> CLAMB+	<b>17</b> ACT1 -	<b>18</b> ACT2 -	<b>19</b> ACT3 -	<b>20</b> ACT4 -	<b>21</b> ACT5 -

Sitslyft,                      10 och 17  
Tilt-sitsvinkling,        11 och 18  
Ryggvinkling ,            12 och 19  
Höger benstöd,         13 och 20  
Vänster benstöd,        14 och 21

Halvfartsbegränsning    6 och 7

Använd stiftverktyg  
7DX-CRIM9996 Utpetare  
7DX-CRIM9997 Inpetare