

# Lätt & smidig



## Kid

Lätt och smidig inomhusrollator för barn.

Volaris S7 Kid - senaste i Volaris familjen.


Lätt och smidig inomhusrollator med funktioner för alla. Med en bredd på endast 53 cm och en kort ram på gör den extra lätt och manövrera i trånga utrymmen och lättare att ta sig fram.

Med ramkonstruktionen Comfort Frame™ innebär det att rollatorn tar sig mjukt och följsamt fram över ojämnheter t.ex. trösklar och mattor. Rollatorn kan enkelt fällas ihop och förvaras stående med sin x-fällningskonstruktion och förblir stående i hopfält läge.

Sits och handtag kan enkelt höjjusteras vilket gör att den kan passa till flera barn med olika behov. Rollatorn är utrustad med smart-handtaget. Detta innebär att det inte är några hängande wires som kan haka i föremål, utan allt ligger inkapslat i ramen. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt utformade och lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Volaris S7 Kids är tillverkad i Sverige av återvinningsbart material. Såväl konstruktion som design är patentsökt. Rollatorn är utvecklad efter gällande standarder för gånghjälpmedel, ISO 11199-2:2005

Stort tillbehörs program för att på bästa sätt tillgodose alla behov.



Kid

6,5 kg

53 cm

62 cm

58-70 cm

42 cm

36 cm

150x32 mm

27 cm

60 kg

**Eurovema**

Creates mobility and ergonomics.

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden

Tel. 0371 390 100 | Fax. 0371 189 82

info@eurovema.se | www.eurovema.se



Rev: 201402|2