



VOLARIS
SWEDEN

Volaris S2

En nytvecklade rollator anpassad för korta brukare

Volaris S2 är kryssfäld och den mest flexibla rollatorn på marknaden. Såväl sits- som handtags-höjd går enkelt att justera utan verktyg. Dessutom går handtagen att vinkla uppåt alternativt neråt, vilket underlättar greppet för exempelvis reumatiker. Handtagen går även att vrida inåt.

Volaris S2 är en utmärkt rollator för både inomhus och utomhusbruk. Konstruktionen Comfort Frame™ gör att alla hjulen rullar följsamt även då marken är ojämn. Bromsverkan sker på insidan av hjulen, vilket minskar slitage och ökar säkerheten. Handtaget med VABS-broms effektiviserar inbromsning av rollatorn.

Det finns ett stort utbud av tillbehör till Volaris S2.

Teknisk specifikation:

Vikt: 8,6 kg

Brukarvikt: 125 kg



Mobility for everyone™

www.volaris.se

Artnr# 88 103 01 | 080116

