



**VOLARIS**  
SWEDEN

# Volaris S3

## Världens mest flexibla rollatorer från Volaris Sweden

Volaris S3 är en stabil kryssfälld rollator som i hopfällt läge tar lite plats och är lätt att transportera. Den går utmärkt att använda såväl utom- som inomhus. Konstruktionen Comfort Frame™ gör att alla hjul följsamt följer marken även om den är ojämn. Detta ökar känslan av trygghet hos brukaren.

Handtaget med VABS-broms effektiviserar inbromsning av rollatorn. Bromsverkan sker på insidan av hjulen, vilket minskar slitaget och ökar säkerheten.

De unika vinkelställbara handtagen kan anpassas efter brukarens individuella behov. Vidare kan handtagen även vridas inåt, vilket gör Volaris S3 till en perfekt rollator för brukare med besvär i handleder mm.

Sitshöjden är justerbar för att passa brukare av alla storlekar. Givetvis görs justeringen utan verktyg.

Till Volaris S3 finns ett brett tillbehörsortiment.

### Tekniska specifikationer:

Vikt: 8,9 kg

Brukarvikt: 125 kg



Mobility for everyone™

[www.volaris.se](http://www.volaris.se)

Artnr# 88 101 01 | 080110

