

Låg sitthöjd

Volaris S7 Låg är en av de lägsta rollatorerna på marknaden. X-fällningen får den stående rollatorn att ta mindre plats och i kombination med dess låga vikt blir rollatorn lätt att hantera om man vill ta med den i bilen.

Volaris S7 Låg är en stabil rollator för inom- och utomhusbruk. Konstruktionen Comfort Frame™ innebär att rollatorn rullar följsamt över ojämn mark. För att kunna bromsa snabbt och säkert är bromsspaken integrerad i körhandtaget. Parkeringsbromsen i form av en bygel är tydlig och användarvänlig.

Rollatorn kan utrustas med olika tillbehör för att på bästa sätt passa användarens behov.

Volaris S7 Låg tillverkas i Sverige av återvinningsbara material. Såväl konstruktion som design är patentsökt. Rollatorn är utvecklad efter gällande standard för gånghjälpmedel, ISO 11199-2:2005.

Teknisk specifikation:

Vikt: 7,1 kg

Brukarvikt: 140kg



Mobility for everyone™

www.volaris.se

090417

