

Rulla lätt med stora, mjuka stötabsorberande hjul!

Volaris S7 PATROL är en stabil rollator med fyra stycken massiva stora hjul i mjukt stötabsorberande material som hjälper dig att ta dig fram utomhus där underlaget är ojämnt. Då rollatorn inte används kan den enkelt fällas ihop för att ta mindre plats.

Sits och handtag kan enkelt höjjusteras. Därmed kan Volaris S7 PATROL tillgodose flera brukargrupper vilket även ger logistiska fördelar.

Rollatorns bakåtvända handtag kan förses med olika handtagsgrepp, anatomiska såväl som cylindriska.

Volaris S7 PATROL har en ny patenterad bromsfunktion. Bromsen utgörs av ett smart länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är lättillgängliga och bidrar till säker bromsverkan.

Rollatorn kan utrustas med olika tillbehör för att på bästa sätt passa användarens behov.

Volaris S7 PATROL tillverkas i Sverige av återvinningsbara material. Såväl konstruktion som design är patentsökt. Rollatorn är utvecklad efter gällande standard för gånghjälpmedel, ISO 11199-2:2005

Teknisk specifikation:

Vikt: 8,4 kg

Brukarvikt: 140kg



Mobility for everyone™

www.volaris.se

Artnr# 88 106 01 | 091002

