

## REKONDITIONERINGS SCHEMA FÖR INOMHUS-ELRULLSTOLAR

Stolstyp.....Serie nr.....

Brukare.....

*Checklista för rekonditionering av elrullstolar för inomhusbruk.*

**Kontroll elektronik** ( test /ev. rengöring )

**Hjul** ( rengöring / justering smörjning )   
Ev. remsjustering Miniflex

**Elhöjning** ( rengöring / infettning växelhjul )

**Kontroll batteri** ( status / ev. belastningstest )

**Klädsel** ( rengöring tvätt 60° )

**Laddnings kontroll**

**Armstöd** ( rengöring )

**Rattar & vred** ( smörjning )

*Funktionskontroll av eventuell extra utrustning.*

**Rotation** ( rengöring / smörjning )

**JEA** ( rengöring )

**Benstöd** ( rengöring / smörjning )

**Coxit** ( rengöring / smörjning )

Kontrollerad den ...../...../.....

Kontrollerad av.....

Underskrift

**Euroverma**  
Creates mobility and ergonomics.