

Beställning

Antal

 OffertFaktura adress Leverans adress Tel: Fax: Order nr: Kund nr: INRAMAT =standardDatum E-post: **Modell** Flexmobil 600, **ellyft, LÅG** rygg, **manuell** sitsvinkling Flexmobil 600, **ellyft, HÖG** rygg, **manuell** sitsvinkling Flexmobil 600, **ellyft, LÅG** rygg, **elektrisk** sitsstilt Flexmobil 600, **ellyft, HÖG** rygg, **elektrisk** sitsstilt

Inklusive batterier och laddare. Exklusive benstöd.

Lågtryggstöd=35x30 cm
Högt ryggstöd=35x44 cm**Art.nr.**

691-XX*

692-XX*

691-2xJEA-XX*

692-2xJEA-XX*

*XX ersätts med **Art.nr.** för klädsel, se nedan
2xJEA är elektrisk sitsstilt**Klädsel****Art.nr.****Sits****Art.nr.** Svart dot

33

 46x46 cm

-

 Grå video

11

 40x40 cm

2408-XX

 Blå video

12

 43x43 cm

2407-XX

Sitthöjd 50-75 cm

-

 40x46 cm

2409-XX

 45-63 cm

2950

 49x51 cm

2410-XX

 Plansits

2412-XX

Benstöd Vänster**Art.nr.****Benstöd Höger****Art.nr.** Inga benstöd

-

 Inga benstöd

-

 Delade benstöd

224001-2000V

 Delade benstöd

224001-2000H

 Delade benstöd, EL, längdkompenserande

299001-8000V

 Delade benstöd, EL, längdkompenserande

299001-8000H

 Amputations benstöd

224001-4100V

 Amputations benstöd

224001-4100H

 Fotplatta , mittmonterad

224001-2019

 Fotplatta, universal, mittmonterad

259001-2004

 Fotplatta, EL, mittmonterad

269001-2000

Delade elbenstöd är elektriskt vinkelställbara med längdkompensation. Elfotplatta har elektriskt reglerbar underbenslängd. Fotplatta hel universal har en tvådelad fotplatta för möjlighet att separat reglera underbenslängden för vänster respektive höger ben.

Adapter för andra leverantöres benstöd**Adapter för andra leverantöres benstöd** ETAC

224001-2104V

 ETAC

224001-2104H

Armstöd Vänster	Art.nr.	Armstöd Höger	Art.nr.
<input type="checkbox"/> Polyuretan 30 cm med plyschlägg, fällbara	-	<input type="checkbox"/> Polyuretan 30 cm med plyschlägg , fällbara	-
<input type="checkbox"/> Ej fällbara	2519V	<input type="checkbox"/> Ej fällbara	2519H
<input type="checkbox"/> Mjukt 30 cm	2417V	<input type="checkbox"/> Mjukt 30 cm	2417H
<input type="checkbox"/> Mjukt 40 cm	2418V	<input type="checkbox"/> Mjukt 40 cm	2418H
<input type="checkbox"/> Hemiplegi	2422V	<input type="checkbox"/> Hemiplegi	2422H
<input type="checkbox"/> Comfort 30 cm	2430V	<input type="checkbox"/> Comfort 30 cm	2430H
Manöverbox	Art.nr.	Placering manöverbox	Art.nr.
<input type="checkbox"/> G90T	-	<input type="checkbox"/> Höger sida	-
<input type="checkbox"/> Dolphin	2960	<input type="checkbox"/> Vänster sida	2969
<input type="checkbox"/> Joystick formafäste, vänster	2965V	<input type="checkbox"/> Mittstyrning	2967
<input type="checkbox"/> Joystick formafäste, höger	2965H		
Tillbehör	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
<input type="checkbox"/> Nackstöd Comfort, (endast till hög rygg)	2990XX-4700	<input type="checkbox"/> Sidöstöd 10x24 cm Vänster	224047-4500V
<input type="checkbox"/> Nackstöd U-format, (endast till hög rygg)	234001-4700	<input type="checkbox"/> Sidöstöd 10x24 cm Höger	224047-4500H
<input type="checkbox"/> Bord, fällbart åt sidan	224001-4900	<input type="checkbox"/> Sidostöd 10x32 cm Vänster	224047-4501V
<input type="checkbox"/> Höftbälte	224047-4400	<input type="checkbox"/> Sidostöd 10x32 cm Höger	224047-4501H
<input type="checkbox"/> 4-punktsbälte	624001-4100	<input type="checkbox"/> Grenkil, svart konstläder	224047-4800
<input type="checkbox"/> Bålstöd, svart konstläder, Vänster	224047-4600V	<input type="checkbox"/> Färdtjänstfästen	2669001-1500
<input type="checkbox"/> Bålstöd, svart konstläder, Höger	224047-4600H	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning + fäste	7DX-ACU1 + 3001012
<input type="checkbox"/> Ryggstöd, extra bred, låg, 40x30 cm	2414-xx	<input type="checkbox"/> Avbärarhjul	259001-1011
<input type="checkbox"/> Ryggstöd, extra bred, hög, 40x44 cm	2415-xx	<input type="checkbox"/> Colson extra breda länkhjul	2601
<input type="checkbox"/> Ryggstöd, ställbar, slingback	2416-xx		
<input type="checkbox"/> Ryggstöd, elektriskt	2970		
Sitsöverdrag (ink. skyddat)		Sitsöverdrag (mjukt, slow recovery)	
<input type="checkbox"/> 46x46 cm	6243xx-3051	<input type="checkbox"/> 46x46 cm	2243xx-3051-SR3
<input type="checkbox"/> 43x43 cm	6240xx-3051	<input type="checkbox"/> 43x43 cm	2240xx-3051-SR3
<input type="checkbox"/> 40x40 cm	6241xx-3051	<input type="checkbox"/> 40x40 cm	2241xx-3051-SR3
<input type="checkbox"/> 40x46 cm	6242xx-3051	<input type="checkbox"/> 40x46 cm	2242xx-3051-SR3
<input type="checkbox"/> 49x51 cm	6244xx-3051	<input type="checkbox"/> 49x51 cm	2244xx-3051-SR3
Ryggstödsöverdrag (ink. skyddat)		Ryggstödsöverdrag (ink. skyddat)	
<input type="checkbox"/> 35x30 cm	6241xx-6151	<input type="checkbox"/> 35x44cm	6242xx-6151
Övrigt			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			