

Beställning

Antal

 Offert

Fakturaadress

Leverans adress

Tel:

Fax:

Order nr:

Kund nr:

 INRAMAT =standard

Datum:

E-post:

Modell**Art.nr.** Miniflex 500, Comfortsits, **ellyft, LÅG** rygg, **GAS** reglerad 590-190 590-190-S 590-190-B Miniflex 500, Comfortsits, **ellyft, LÅG** rygg, **EL** reglerad 590-191 590-191-S 590-191-B Miniflex 500, Comfortsits, **ellyft, LÅG** rygg, **GAS** reglerad, **EI tilt** 590-192 590-192-S 590-192-B Miniflex 500, Comfortsits, **ellyft, LÅG** rygg, **EL** reglerad, **EI tilt** 590-193 590-193-S 590-193-B Miniflex 500, Comfortsits, **ellyft, HÖG** rygg, **GAS** reglerad 590-290Hög rygg finns endast i sitsbredd **45** cm Miniflex 500, Comfortsits, **ellyft, HÖG** rygg, **EL** reglerad 590-291 Miniflex 500, Comfortsits, **ellyft, HÖG** rygg, **GAS** reglerad, **EI tilt** 590-292 Inklusive laddare och batterier, exkl. benstöd **Utan** batteriladdare 2985 Miniflex 500, Comfortsits, **ellyft, HÖG** rygg, **EL** reglerad, **EI tilt** 590-293

Sittdjup 40-61 cm, ställbart

 Ställ in sittdjup CM Sitthöjd 50-75 cm -

Sitthöjd 45-63 cm

 2950

Tiltställdon 40 mm, -3 framåt +21 bakåt

 2957

Hela sitsen är gjord i skinn, baksidan på ryggen i Skai. Tyget på iläggskuddarna i ink.skyddat Trevira. Tvättbar i 60. Max brukarvikt 125 KG

Benstöd Vänster**Art.nr.****Benstöd Höger****Art.nr.** Inga benstöd

-

 Inga benstöd

-

 Delade benstöd

224001-2000V

 Delade benstöd

224001-2000H

 Delade benstöd, EL, längdkompenserande

299001-8000V

 Delade benstöd, EL, längdkompenserande

299001-8000H

 Minicrosser el-benstöd, vänster

299001-9000V

 Minicrosser el-benstöd, höger

299001-9000H

 Amp.benstöd

224001-4100V

 Amp.benstöd

224001-4100H

 Fotplatta, mittmonterad

224001-2019

 Fotplatta, universal,

259001-2004

 Fotplatta, EL, mittmonterad

269001-2000

Delade elbenstöd är elektriskt vinkelställbara med längdkompensation. Elfotplatta hel har elektriskt reglerbar underbenslängd. Fotplatta hel universal har en tvådelad fotplatta för möjlighet att separat reglera underbenslängden för vänster respektive höger ben.

Adapter för andra leverantörers benstöd**Adapter för andra leverantörers benstöd** ETAC

224001-2104V

 ETAC

224001-2104H

Armstöd Vänster	Art.nr.	Armstöd Höger	Art.nr.
<input type="checkbox"/> Comfort 30 cm	-	<input type="checkbox"/> Comfort 30 cm	-
<input type="checkbox"/> Mjukstoppat 30 cm	2443V	<input type="checkbox"/> Mjukstoppat 30 cm	2443H
<input type="checkbox"/> Mjukstoppat 40 cm	2444V	<input type="checkbox"/> Mjukstoppat 40 cm	2444H
<input type="checkbox"/> Hemiplegi	2445V	<input type="checkbox"/> Hemiplegi	2422H
<input type="checkbox"/> Polyuretan 30 cm med plyschlägg	2425V	<input type="checkbox"/> Polyuretan 30 cm med plyschlägg	2445H
<input type="checkbox"/> Spec. fäste inåt- uppfällbara armstöd	2620V	<input type="checkbox"/> Spec. fäste inåt- uppfällbara armstöd	2620H

Manöverbox	Art.nr.	Placering manöverbox	Art.nr.
<input type="checkbox"/> G90T, Dynamic	-	<input type="checkbox"/> Höger sida	-
<input type="checkbox"/> Dolphin, Dynamic	2960	<input type="checkbox"/> Vänster sida	2969
<input type="checkbox"/> Joystick formafäste, vänster	2965V	<input type="checkbox"/> Mittstyrning	2967
<input type="checkbox"/> Joystick formafäste, höger	2965H		

Tillbehör	Art.nr.		Art.nr.
<input type="checkbox"/> Nackstöd Comfort	299001-4700	<input type="checkbox"/> Sidostöd 10x24 cm, svart konstläder, Vänster	299047-4501V
<input type="checkbox"/> Nackstöd U-format	234001-4700	<input type="checkbox"/> Sidostöd 10x24 cm, svart konstläder, Höger	299047-4501H
<input type="checkbox"/> Bord, fällbart åt sidan	224001-4900	<input type="checkbox"/> Sidostöd 10x32 cm, svart konstläder, Vänster	299047-4500V
<input type="checkbox"/> Höftbälte	224047-4400	<input type="checkbox"/> Sidostöd 10x32 cm, svart konstläder, Höger	299047-4500H
<input type="checkbox"/> 3 - Punkts rullbälte	299001-4100	<input type="checkbox"/> Grenkil, svart konstläder	224070-4800
<input type="checkbox"/> Bålstöd, svart konstläder, Vänster	299047-4600V	<input type="checkbox"/> Avbärarhjul	259001-1010
<input type="checkbox"/> Bålstöd, svart konstläder, Höger	299047-4600H	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning + fäste	7DX-ACU1 + 3001012
<input type="checkbox"/> Slingback rygg, (ersätter Comfort ryggen)	9003	<input type="checkbox"/> Z - styrning (ledsagarstyrning)	7DX-ACU1-Z
<input type="checkbox"/> Plansits (ersätter Comfort sitsen)	2951	<input type="checkbox"/> Knappstyrning	7DX-ARC-SWB + 7DX-5SW
<input type="checkbox"/> 1st Krok, på ryggen för väska m.m. <input type="checkbox"/> 2st	3001014 / st	<input type="checkbox"/> Colson extra breda länkhjul	2501
<input type="checkbox"/> Kryckhållare	299101-1040	<input type="checkbox"/> Färdtjänstfästen	259001-1500
<input type="checkbox"/> Sitsöverdrag 45-60cm comfort	699199-3050		

övrigt
