

# Utprovningsprotokoll Flexmobil 600 ABC

art.nr.utp-flex-ABC

rev 2011-01

Faktura adress:		Leverans adress:	
Utprovad av:		Utprovad för / märkning:	
Tel:	Fax:	Kostnadsställe:	Datum:

Inramat = standard	Beställning	Offert
--------------------	-------------	--------

<b>Modell</b> <input type="checkbox"/> Flexmobil 600 ABC, sits 36x40, rygg 32x20 <input type="checkbox"/> Flexmobil 600 ABC, sits 36x40, rygg 32x35 <input type="checkbox"/> Flexmobil 600 ABC, sits 32x36, rygg 28x20 <input type="checkbox"/> Flexmobil 600 ABC, sits 32x36, rygg 28x33	<b>Art.nr.</b> 6791XX 6792XX 6793XX 6794XX	<b>Sitstilt</b> <input type="checkbox"/> Fäste för tiltarmstöd <input type="checkbox"/> Elektrisk sitstilt	<b>Art.nr.</b> 674301-4000 7291
Måtten på sitt- och ryggplattan är i cm (bredden x djupet / höjden) XX ersätts med klädsel 23, 50 eller 20, se "Klädsel" nedan!		ABC sitsen har vevtilt som standard där armstöden ej följer med tilten. "Fäste för tiltarmstöd" gör att armstöden följer med. Gäller även elektrisk tilt.	
<b>Övriga sitsar, ryggar</b> <input type="checkbox"/> Sits 40x40cm <input type="checkbox"/> Plansits	<b>Art.nr.</b> 2703-XX 2701-99	<input type="checkbox"/> Rygg extra hög, 32x42cm <input type="checkbox"/> Fjädrande ryggstolpe*	<b>Art.nr.</b> 2700-XX 2740-10
*Vid spasticitet bör fjädrande ryggstolpe väljas			
<b>Klädsel</b> <input type="checkbox"/> Svart dot <input type="checkbox"/> Grön ABC <input type="checkbox"/> Blå ABC	<b>Art.nr.</b> 23 50 20	<b>Sitthöjd, ellyft</b> <input type="checkbox"/> 53-70cm <input type="checkbox"/> 66-91cm, lång	<b>Art.nr.</b> - 2905
<b>Armstöd Vänster</b> <input type="checkbox"/> Polyuretan 30cm med ilägg* <input type="checkbox"/> Polyuretan 25cm* <input type="checkbox"/> Mjukstoppat 25cm <input type="checkbox"/> Mjukstoppat 30cm <input type="checkbox"/> Fällbart armstöd	<b>Art.nr.</b> - - 2702V 2417V 2419V	<b>Armstöd Höger</b> <input type="checkbox"/> Polyuretan 30cm med ilägg* <input type="checkbox"/> Polyuretan 25cm* <input type="checkbox"/> Mjukstoppat 25cm <input type="checkbox"/> Mjukstoppat 30cm <input type="checkbox"/> Fällbart armstöd	<b>Art.nr.</b> - - 2702H 2417H 2419H
Polyuretan med ilägg 30cm standard vid val av stol med sits 36x40cm* Polyuretan 25cm standard vid val av stol med sits 32x36cm*			
<b>Benstöd</b> <input type="checkbox"/> Fotplatta, kort <input type="checkbox"/> Underbenslängd 27-35cm <input type="checkbox"/> Delade fotstöd, kort, vänster <input type="checkbox"/> Underbenslängd 27-35cm <input type="checkbox"/> Delade fotstöd, långt, vänster <input type="checkbox"/> Underbenslängd 36-45cm <input type="checkbox"/> Stora fotplattor, vänster <input type="checkbox"/> Till ovanstående delade fotstöd	<b>Art.nr.</b> 274001-2005 274001-2003V 274001-2103V 2700V	<input type="checkbox"/> Fotplatta, lång <input type="checkbox"/> Underbenslängd 36-45cm <input type="checkbox"/> Delade fotstöd, kort, höger <input type="checkbox"/> Underbenslängd 27-35cm <input type="checkbox"/> Delade fotstöd, långt, höger <input type="checkbox"/> Underbenslängd 36-45cm <input type="checkbox"/> Stora fotplattor, höger <input type="checkbox"/> Till ovanstående delade fotstöd	<b>Art.nr.</b> 274001-2105 274001-2003H 274001-2103H 2700H
<b>Knästopp</b> <input type="checkbox"/> Knästopp, Vänster <input type="checkbox"/> Knästopp, Höger	<b>Art.nr.</b> 274001-4300V 274001-4300H	<b>Nackstöd</b> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> U-format polyuretan	<b>Art.nr.</b> 274047-4700 234001-4700
<b>Bord</b> <input type="checkbox"/> Fällbart åt sidan <input type="checkbox"/> Plexiglas, bajonettfäste	<b>Art.nr.</b> 234001-4900 274001-4900		
<b>Bålstöd</b> <input type="checkbox"/> (19-31) x (16-21), vänster <input type="checkbox"/> (19-31) x (16-21), höger <input type="checkbox"/> (19-31) x (21-25), vänster <input type="checkbox"/> (19-31) x (21-25), höger <input type="checkbox"/> Vuxen - ABC, vänster <input type="checkbox"/> Vuxen - ABC, höger	<b>Art.nr.</b> 274001-4600V 274001-4600H 274001-4602V 274001-4602H 274147-4600V 274147-4600H	<b>Sidostöd</b> <input type="checkbox"/> 10x24cm, vänster <input type="checkbox"/> 10x24cm, höger <input type="checkbox"/> 10x32cm, vänster <input type="checkbox"/> 10x32cm, höger	<b>Art.nr.</b> 274047-4500V 274047-4500H 274147-4500V 274147-4500H
<b>Bälte</b> <input type="checkbox"/> Höftbälte <input type="checkbox"/> Fyrapunktsbälte	<b>Art.nr.</b> 674047-4400 634001-4100	<b>Grenkil</b> <input type="checkbox"/> Grenkil	<b>Art.nr.</b> 274047-4800
<b>Hjul</b> <input type="checkbox"/> Colson, extra breda länkhjul <input type="checkbox"/> Avbärrarhjul*	<b>Art.nr.</b> 2601 259001-1011	<b>Annat</b> <input type="checkbox"/> Färtjänstfästen	<b>Art.nr.</b> 2669001-1500
* Monteras vågrätt ovanför länkhjulen. Förhindrar skador på väggar och möbler m.m. vid påkörning.			

<b>Överdrag sits ink. skydd</b> <input type="checkbox"/> 32x36cm <input type="checkbox"/> 36x40cm <input type="checkbox"/> 40x40cm	<b>Art.nr.</b> 6744XX-3051 (XX, se "Klädsel") 6741XX-3051 6743XX-3051	<b>Överdrag rygg ink. skydd</b> <input type="checkbox"/> 28x20cm <input type="checkbox"/> 28x33cm <input type="checkbox"/> 32x20cm <input type="checkbox"/> 32x35cm <input type="checkbox"/> 32x42cm	<b>Art.nr.</b> 6741XX-6151 (XX, se "Klädsel") 6742XX-6151 6741XX-6051 6742XX-6051 6742XX-6251
<b>Överdrag sits mjuk, slowrecovery</b> <input type="checkbox"/> 32x36cm <input type="checkbox"/> 36x40cm <input type="checkbox"/> 40x40cm	<b>Art.nr.</b> 2744XX-3051-SR2 2742XX-3051-SR2 2743XX-3051-SR3 (XX, se "Klädsel")		
<b>Manöverdosa, elektronik</b> <input type="checkbox"/> G90T <input type="checkbox"/> Dolphin <input type="checkbox"/> Joystick formafäste, vänster <input type="checkbox"/> Joystick formafäste, höger <input type="checkbox"/> Annat: .....	<b>Art.nr.</b> 2960 2965V 2965H	<b>Placering</b> <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Mitten	<b>Art.nr.</b> - 2669 2967
För val av annan manöverdosa, se separat översikt.			
<b>Övrigt:</b>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>Antal stolar:</b> </div>			