

Beställning

Antal

Offert

Faktura adress

Leverans adress

Tel:

Fax:

Order nr:

Kund nr:

INRAMAT =standard

Datum

E-post:

Modell

291 EXL sits 60x45 cm rygg 55x35 cm

Art.nr.

391-33

292 EXL sits 70x50 cm rygg 65x35 cm

392-33

Måtten på sitt- och ryggplattan är i cm (bredden x djupet / höjden)

Standardutförande:

- 260 kg brukarvikt
- elsitslyft, dubbla ställdon
- elbroms på alla fyra hjulen
- "slow recovery" sits
- manuellt inställbar sitsvinkling + - 3°

Klädsel

Svart dot

Sitthöjd

Korta ställdon 48 - 66 cm

Långa ställdon 53 - 78 cm

Ställdonens placering i chassit kan justeras i höjd i 7 steg upp till +7 cm

Övrigt