

flexmobil comfort



flexmobil ^{comfort} - lättkörd Comfort

Flexmobil Comfort är en eldriven inomhusrullstol som är mycket lättkörd tack vare drivhjulens placering mitt under stolen vilket möjliggör att den kan rotera runt sin egen axel. Samtidigt gör de 4st länkhjulen stolen mycket stabil i alla lägen. Flexmobil Comfort är utrustad med en koomfirtsits som är framtagen för de brukare som sitter länge och mycket i sin rullstol. Den beprövade och populära Flexmobil kan alltså beställas med den bekväma sitsenheten Comfort. Många kunder uppskattar särskilt den lättkörda och stabila konstruktionen på Flexmobil, och alla tillbehören. Den redan tidigare goda sittkomforten lyfts ytterligare ett steg med Comfort sittenhets.



I Comfortsitsen sitter man länge utan att bli trött.



Det 6 hjuliga chassit med drivning på mitthjulen gör Flexmobil mycket lättkörd med minimalt vändutrymme.



Snabbfällningen av ryggstödet gör att man lätt kan transportera rullstolen i bagagutrymme på en bil av typ herrgårds-vagn.



elsitslyft



eltilt



elyrgg



elbenstöd

Grundutförande:

- chassi - flexmobil - centraldriven
- hjul - drivhjul massiva - länkhjul - massiva
- comfortsits - 45 cm, siddjup 40-61 cm
- sitslyft - elektrisk
- ryggvinkling - manuell - gasassisterad
- sitstilt - manuell - ställskruv (engångsinställning)
- armstöd - mjuka - uppfällbara
- elektronik - Dynamic - G90T

Tillbehör: (ett urval)

- comfortsits - 40 cm, 53 cm - låg rygg - 51 cm
- comfortsits - 45 cm - hög rygg - 64 cm
- sitstilt - elektrisk
- ryggvinkling - elektrisk
- benstöd - fotplatta
- benstöd - delade manuella eller elektriska
- nackstöd
- bålstöd
- lårstöd
- armstöd - extra mjuka
- grenkil
- bord
- benstöd - delade manuella eller elektriska
- alternativa styrningar, omgivningskontroll

Tekniska data:

Klass	A
Hindertagning	max 30 mm
Drivning	mitthjulen
Sits, bredd Comfortsits	40, 45, 53 cm
Rygg, höjd Comfortsits	51 låg, 64 hög cm
Sits, djup -från rygg till sits framkant	40-61 cm, ställbart
Sits, bredd- mellan armstöd	46-56 cm, ställbart
Sits, höjd - till sitsens ovansida	45-63 cm, alt. 50-75 cm
Sits, tilt, elektrisk	-4° framåt till +16° bakåt
Rygg, vinkling elektrisk	4° framåt till -30° bakåt
Klädsel	skinn
Armstöd, höjd	10-30 cm
Armstöd, platta, storlek	31x8 cm
Totallängd - inkl. fotplatta	106 cm
Totallängd - chassi	82 cm
Totalbredd - chassi	58 cm
Totalvikt	85 kg
Max brukarvikt	125 kg
Vändutrymme	106 cm
Max körtid	8,5 tim
Max hastighet	4 km/h
Elektronik	Dynamic G90T