


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Miniflex Classic

miniflex



EUROFLEX®



art.nr. 90-501 rev: 2012-01



Miniflex Classic - rörelsefrihet i miniformat

Miniflex Classic är en eldriven inomhusrullstol med minimala yttermått och utrustad med en avancerad arbetsstolssits som är framtagen tillsammans med experter inom ergonomi och sittande. Många kunder uppskattar särskilt den enkla och tillförlitliga konstruktionen på Miniflex som kännetecknas av lång livslängd och få fel - en verkligt kostnadseffektiv produkt. Miniflex driver på framhjulen och de lite större drivhjulen gör att man passerar trösklar med lätthet. Den kompakta konstruktionen gör även att man lätt kommer nära bord eller arbetsytor. De ledade bakre hjulparen gör att rullstolen hela tiden har kontakt med golvet.



Joystick G90T

Exempel som gör det lätt att anpassa Miniflex Classic efter den enskildes behov.




Sitsvinkling



Hög rygg



Låg rygg



Svart atlantic, svart dot, grå video



Joystick Shark

Grundutförande:

- Miniflex chassi
- 200 Classic sittenhets
- Fällbara armstöd - höjd & breddjusterbara
- Sittplatta 46x46 cm
- Sitsvinkling - manuell
- Rygg 35x30 cm, alternativt låsbar
- Manöverbox - Dynamic G90T/Shark
- Elsitslyft - 250 mm slag
- Tyg, alternativa färger, svart atlantic, svart dot, grå video

Tekniska data:

Klass	A
Hindertagning	max 3 cm
Drivning	framhjulsdraft
Sitsbredd- mellan armstöd	38-52 cm
Sitsdjup -från rygg till sits framkant	32-58 cm
Sitshöjd - till sitsens ovasida	49-74 +5 cm, 43-61 +5 cm*
Sitsstorlekar, BxD	40x40, 40x43, 40x46, 46x46, 49x51 cm
Sitsvinkling, manuell, framåt	0° till -20°
Sitstill, el, framåt-bakåt	-14° till +17°
Ryggstöd, storlek, BxH	35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm
Klädsel, färger	Svart, svart dot
Armstöd, höjd	11-26 cm
Armstöd, platta, storlek	31x8 cm
Totallängd - chassi	72 cm
Totalbredd - chassi	57 cm
Totalvikt	54 kg
Max brukarvikt	140 kg
Svängradie	96 cm
Max körtid	8,5 tim
Max hastighet	4 km/h
Elektronik	Dynamic G90T/Shark

* Steglöst inställbar

Tillbehör: (ett urval)

- Rygg 35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm
- Nackstöd - till hög rygg
- Bålstöd - till hög rygg
- Lårstöd
- Armstöd - mjuka/fällbara
- Grenkil
- Sittplatta 40x40, 40x43, 40x46, 46x46, 49x51 cm
- Sittplatta coxit 46x46 cm
- Överdrag - sits och rygg - inkontinensskyddade
- Sitstill - elektrisk/Rygg - elektrisk
- Bord
- Fotplatta
- Delade benstöd - manuella eller elektriska
- Finger-, knapp-, vårdarstyrning m.fl.
- Omgivningskontroll
- Slingbackrygg

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sverige | Tel. +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se



art.nr. 90-501 rev: 2012-01