

Compact

Compact är en lätt och smidig inomhusrollator. Endast 53 cm bred är Compact-rollatorn enkel att manövrera i trånga utrymmen. Ramkonstruktionen Comfort Frame™ innebär att rollatorn tar sig mjukt och följsamt fram över ojämnheter såsom trösklar och mattor. Genom sin kryssfunktion fälls den enkelt ihop och förblir stående i hopfällt läge.

Sits och handtag höjjusteras flexibelt efter varje användare. Vajrarna är inbyggda i smarthataget så att de inte kan haka upp sig i omgivande föremål. Compact har en patenterad bromsfunktion (VABS) som utgörs av ett "smart" länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt utformade, lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Tillbehörskod V07

MODELL STANDARD

Compact

Vikt	6,8 kg
Brukarvikt	125 kg
Bredd	53 cm
Längd	62 cm
Sitsbredd	36 cm
Höjd	73-88 cm
Sitthöjd	43-57 cm
Bredd hopfälld	27 cm
Hjuldimension	15x3,2 cm

MODELL LÅG

Compact

Vikt	6,8 kg
Brukarvikt	125 kg
Bredd	53 cm
Längd	62 cm
Sitsbredd	36 cm
Höjd	63-79 cm
Sitthöjd	43-47 cm
Bredd hopfälld	27 cm
Hjuldimension	15x3,2 cm

inne ute barn vuxen

Liten och
smidig
inomhus

