

Kid

Kid är en säker och välbalanserad barnrollator. Ett generöst utrymme mellan de bakre hjulen gör den extra användarvänlig för barn med ortoser eller bred gång. Handbromsarna är lätta att använda och skapar ökad trygghet. Handtagen, som är mjuka och ger ett bra grepp, finns i flera färgglada kulörer. Släpbroms är monterad som standard.

Tack vare krysskonstruktionen Comfort Frame™ tar sig rollatorn mjukt och följsamt fram över ojämnheter som trösklar och mattor. Kid kan enkelt fällas ihop och förvaras effektivt stående i hopfällt läge.

Handtag och sits kan enkelt höjjusteras för att passa flera barn med olika behov. Bromsvajrarna är inbyggda i smarthandtaget så att de inte kan haka upp sig i omgivningen. Kid har vår egen patenterade bromsfunktion (VABS) som utgörs av ett "smart" länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt utformade, lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Tillbehörskod V08

MODELL STANDARD

Kid

Vikt	6,5 kg
Brukarvikt	60 kg
Bredd	53 cm
Längd	62 cm
Sitsbredd	36 cm
Höjd	58-70 cm
Sitthöjd	42 cm
Bredd hopfällt	27 cm
Hjuldimension	15x3,2 cm

inne ute barn vuxen

Enkel och
stadig i flera
glada färger

