


MONTERINGS – BRUKSANVISNING

Bålstöd – Comfort

Art.nr. 299047-4600 H/V






Bålstödet är till för brukare som har problem med sidostabiliteten. Förhindrar att brukaren tippas åt sidan. Kan monteras på höger resp. vänster sida eller på båda sidor samtidigt.



Delar till bålstöd:

1. Bålstöds kudde
2. Fäste bålstöds kudde
3. Fästskena
4. Skruv M6x16, 2st
5. Bricka M8, 2st
6. Skruv M8x12, 2st
7. Mutter special M8 fyrkant, 2st





Eurovema
Creates mobility and ergonomics.

Baldersvägen 38, 332 35 GISLAVED, Sweden, Tel:+46-371-39 01 00 fax:+46-371-189 82, www.eurovema.se