



VOLARIS
SWEDEN

XL Toalettsits

Sitter du bekvämt och säkert?

Volaris XL Toalettsits har en stor och bekväm sittyta. Den tilltalande mjuka, runda formen gör att den passar utmärkt i hemmet.

Den extra breda sitsen ger hela 75% större sittyta än en vanlig toalettsits. Den är också 5 cm högre än en vanlig sits vilket gör uppresning från toaletten lättare. Locket är stabilt och tål att sitta på. På undersidan av sitsen finns kraftiga dämpare. XL Toalettsits finns med och utan hygienurtag.

XL Toalettsits tillverkas av kvalitetsmaterial som är mycket stabilt och tål rengöring. De rostfria infästningarna gör det möjligt att enkelt montera toalettsitsen utan verktyg.

XL Toalettsits är testad för brukare upp till 380 kg enligt standard BS EN 12182:1999 samt CE-märkt enligt BS EN 14971:2001.

Teknisk specifikation:


Vikt: 4,55 kg

Brukarvikt: max. 380 kg

CC infästning: 155 mm



XL Toalettsits Hygienurtag



XL Toalettsits

XL Toalettsits Hygienurtag

Mobility for everyone™

www.volaris.se

Artnr# 88 511 01 | 090226