

INRAMAT = standard

Beställning Offert Antal

Utprovningprotokoll Arbetsstol Classic

Faktura adress

Leveransadress

Tel

Ordnr

Kundnr

Stolar med gasassisterad sitslyft

Artnr

- 241-XX*
- Manuell sitsvinkling, hög rygg 242-XX*
- Coxitsits, manuell sitsvinkling, låg rygg 241C-XX*
- Coxitsits, manuell sitsvinkling, hög rygg 242C-XX*

Lågt ryggstöd=35x30 cm. Høgt ryggstöd=35x44 cm.

*XX ersätts med artnr för klädsel, se nedan.

JEA är elektrisk sitsvinkling

2*JEA är elektrisk tilt

Stolar med elektrisk sitslyft

Artnr

- Manuell sitsvinkling, låg rygg 291-XX*
- Manuell sitsvinkling, hög rygg 292-XX*
- Elektrisk sitsvinkling, låg rygg 291-JEA-XX*
- Elektrisk sitsvinkling, hög rygg 292-JEA-XX*
- Elektrisk tilt, låg rygg 291-2*JEA-XX*
- Elektrisk tilt, hög rygg 292-2*JEA-XX*
- Coxitsits, manuell sitsvinkling, låg rygg 291C-XX*
- Coxitsits, manuell sitsvinkling, hög rygg 292C-XX*

Klädsel

Artnr

- 33
- Grå video 11
- Blå video 12
- Svart Atlantic 44
- Svart skai 47

Chassi

Artnr

- 2401
- H-chassi 50x60cm (2-hjulsbromsat) 2402
- H-chassi 50x60cm (4-hjulsbromsat) 2403

Hjul

Artnr

-
- 125 mm 2404
- 150 mm 2504

Elektriska bromsar

Artnr

- Flexbase chassi 2909-1
- H-chassi 2910

Sitthöjd, brukarvikt (gasassisterad sitslyft)

Artnr

- 43-57 cm -
- Gaskolv 220N, <50kg 43-57 cm 2430
- Gaskolv 450N, <140kg 43-57 cm 2431
- Gaskolv 350N, lång <90kg 45-65 cm 2433
- Gaskolv 350N, kort <90kg 41-49 cm 2432
- Sitsrotation 2406
- Sitthöjjustering under höger armstöd 2433H
- Sitthöjjustering under vänster armstöd 2433V

Sitthöjd, brukarvikt (elektrisk sitslyft)

Artnr

- Elsitslyft, 250 mm <140 kg 51-76 cm -
- Elsitslyft, 180 mm <140 kg 45-63 cm 2906
-
- Sitsrotation 2907
-

Sitslyftens läge kan justeras i underredet vilket påverkar högsta och lägsta sitthöjd.

Sits	Artnr	SitRite sits	Sitsöverdrag (ink. skyddat)
<input type="checkbox"/> 46x46 cm	-	40x40 cm <input type="checkbox"/> 624520-4040	<input type="checkbox"/> 624155-3051
<input type="checkbox"/> 43x43 cm	2407-XX	40x45 cm <input type="checkbox"/> 624520-4045	<input type="checkbox"/> 624255-3051
<input type="checkbox"/> 40x40 cm	2408-XX	45x45 cm <input type="checkbox"/> 624520-4545	<input type="checkbox"/> 624355-3051
<input type="checkbox"/> 40x46 cm	2409-XX	45x50 cm <input type="checkbox"/> 624520-4550	<input type="checkbox"/> 624555-3051
<input type="checkbox"/> 49x51 cm	2410-XX	50x50 cm <input type="checkbox"/> 624520-5050	<input type="checkbox"/> 624455-3051
<input type="checkbox"/> Plansits	2412	Sitsstorlekar 43x43 och 46x46 cm levereras med avtagbart överdrag. Coxit sits finns endast i storlekar 46x46 och 49x51 cm.	

Sitsöverdrag (ink. skyddat)	Artnr	Sitsöverdrag (mjukt, slow recovery)	Artnr
<input type="checkbox"/> 40x40 cm	6241XX-3051	<input type="checkbox"/> 40x40 cm	2241XX-3051-SR3
<input type="checkbox"/> 40x46 cm	6242XX-3051	<input type="checkbox"/> 40x46 cm	2241XX-3051-SR3
<input type="checkbox"/> 43x43 cm	6240XX-3051	<input type="checkbox"/> 43x43 cm	2240XX-3051-SR3
<input type="checkbox"/> 46x46 cm	6243XX-3051	<input type="checkbox"/> 46x46 cm	2243XX-3051-SR3
<input type="checkbox"/> 49x51 cm	6244XX-3051	<input type="checkbox"/> 49x51 cm	2242XX-3051-SR3
<input type="checkbox"/> Coxit	6243XX-3051C	<input type="checkbox"/> Coxit	2243XX-3051C-SR

Armstöd vänster	Artnr	Armstöd höger	Artnr
<input type="checkbox"/> Polyuretan 30 cm med plyschlägg	-	<input type="checkbox"/> Polyuretan 30 cm med plyschlägg	-
<input type="checkbox"/> Mjukt 30 cm	2417V	<input type="checkbox"/> Mjukt 30 cm	2417H
<input type="checkbox"/> Mjukt 40 cm	2418V	<input type="checkbox"/> Mjukt 40 cm	2418H
<input type="checkbox"/> Hemiplegi	2422V	<input type="checkbox"/> Hemiplegi	2422H
<input type="checkbox"/> Komfort 30 cm	2430V	<input type="checkbox"/> Komfort 30 cm	2430H
<input type="checkbox"/> Fällbart	2419V	<input type="checkbox"/> Fällbart	2419H

Benstöd vänster	Artnr	Benstöd höger	Artnr
<input type="checkbox"/> Delade benstöd	224001-2000V	<input type="checkbox"/> Delade benstöd	224001-2000H
<input type="checkbox"/> Amputations benstöd	224001-4100V	<input type="checkbox"/> Amputations benstöd	224001-4100H
<input type="checkbox"/> Fotplatta	224001-2019		
<input type="checkbox"/> Fotplatta universal	259001-2004		
<input type="checkbox"/> Fotring, uppfällbar	624001-2020		
<input type="checkbox"/> Fotring, uppfällbar, Flexbase	284001-2020-XL		
Adapter för andra leverantörers benstöd		Adapter för andra leverantörers benstöd	
<input type="checkbox"/> ETAC	224001-2104V	<input type="checkbox"/> ETAC	224001-2104H
<input type="checkbox"/> Kombifäste, standard	224001-2002	Kombifäste behövs för montering av benstöd	
<input type="checkbox"/> Kombifäste, plansists	224001-2210		

Ryggstödsöverdrag (ink. skyddat)

<input type="checkbox"/>	35x30 cm	6241XX-6151
<input type="checkbox"/>	35x44 cm	6242XX-6151
<input type="checkbox"/>	40x30 cm	6241XX-6051
<input type="checkbox"/>	40x44 cm	6242XX-6051

SitRite ryggstödsöverdrag (ink. skyddat)

<input type="checkbox"/>	37x43 cm	624155-6151
<input type="checkbox"/>	42x45 cm	624355-6151
<input type="checkbox"/>	47x47 cm	624255-6151

Tillbehör

<input type="checkbox"/>	Nackstöd Comfort (endast med hög rygg)	2990XX-4700
<input type="checkbox"/>	Nackstöd U-format (endast med hög rygg)	234001-4700
<input type="checkbox"/>	Nackstöd SitRite (endast SitRite)	804000-2010
<input type="checkbox"/>	Bålstödsförstärkning SitRite (par)	624001-4700
<input type="checkbox"/>	Höftbälte	224047-4400
<input type="checkbox"/>	4-punktsbälte	624001-4100
<input type="checkbox"/>	Bålstöd vänster	224047-4600V
<input type="checkbox"/>	Bålstöd höger	224047-4600H
<input type="checkbox"/>	Ryggstöd, låg, extra bred 40x30 cm	2414-XX
<input type="checkbox"/>	Ryggstöd, hög, extra bred 40x44 cm	2415-XX
<input type="checkbox"/>	Slingback rygg	2416-XX

Tillbehör

<input type="checkbox"/>	Sidostöd 10x24 cm vänster	224047-4500V
<input type="checkbox"/>	Sidostöd 10x24 cm höger	224047-4500H
<input type="checkbox"/>	Sidostöd 10x32 cm vänster	224047-4501V
<input type="checkbox"/>	Sidostöd 10x32 cm höger	224047-4501H
<input type="checkbox"/>	Grenkil, svart skai	224047-4700
<input type="checkbox"/>	Körhandtag, justerbar i höjd och vink	224001-2050
<input type="checkbox"/>	Bromsspak extra lång 50 cm	2423
<input type="checkbox"/>	Bromsspak mittmonterad	2427
<input type="checkbox"/>	Bromsspak fot	2426
<input type="checkbox"/>	Bord, fallbart åt sidan	224001-4900
<input type="checkbox"/>	Reumatikerkryss med kulgrepp	224101-1230

Sitrite rygg

<input type="checkbox"/>	SitRite rygg 37x43 cm*	2413-55
<input type="checkbox"/>	SitRite rygg 42x45 cm*	2415-55
<input type="checkbox"/>	SitRite rygg 47x47 cm*	2414-55
<input type="checkbox"/>	SitRite rygg med svankstöd 37x43 cm*	2413-55-S
<input type="checkbox"/>	SitRite rygg med svankstöd 42x45 cm*	2415-55-S
<input type="checkbox"/>	SitRite rygg med svankstöd 47x47 cm*	2414-55-S

Sitrite sits

<input type="checkbox"/>	SitRite sits 40x40 cm*	2408-55
<input type="checkbox"/>	SitRite sits 40x45 cm*	2409-55
<input type="checkbox"/>	SitRite sits 45x45 cm*	2410-55
<input type="checkbox"/>	SitRite sits 45x50 cm*	2411-55
<input type="checkbox"/>	SitRite sits 50x50 cm*	2411-55

Placering reglage

Sitslyft reglage

- Höger sida
- Vänster sida

Reglage manuell sitsvinkel alltid på vänster sida

Broms reglage

- Höger sida
- Vänster sida

Övrigt